

D Bandage

Zur Wundversorgung
durch den Tierarzt oder nach
Anleitung des Tierarztes.

Achtung:

Verbände im Pfotenbereich
immer ausreichend (mindestens
zwischen den Zehen und Ballen)
polstern. Bei Schwellungen ober-
oder unterhalb des Verbands
diesen unverzüglich lockern oder
entfernen. Sollte die Schwellung
nicht zurückgehen bitte einen
Tierarzt aufsuchen.

Anlegen der Bandage:

Die wasserabweisende Ban-
dage schützt vor Schmutz und
Feuchtigkeit. Achten Sie beim
Anlegen darauf, dass Sie sie nicht
zu stramm ziehen. Dies könnte
eine ungestörte Blutzirkulation
gefährden. Das Gewebe ist selbst-
klebend und kann einfach auf die
benötigte Länge geschnitten wer-
den. Sie benötigen keine weiteren
Befestigungsmaterialien.

GB Bandage

For Wound Care
by a vet or according to a vet's
instructions.

Attention:

Bandages on paws must always
be padded sufficiently (at least
between toes and pads). In case
of swelling above or below the
bandage, loosen or remove the
bandage immediately. Please
consult a vet if the swelling does
not go down.

Applying the Bandage:

The water-repellent bandage
protects from dirt and moisture.
Do not apply the bandage too
tightly as that could interrupt the
blood circulation. The material is
self-adhesive and can easily be
cut to the required length. You
do not need any further means of
attaching it.

F Bande

Pour le soin d'une blessure effectué ou recommandé par un vétérinaire.

Attention:

Les bandages aux pattes doivent toujours être suffisamment rembourrés (au moins entre les orteils et les coussinets). En cas de gonflement au-dessus ou en dessous du bandage, desserrez ou enlevez immédiatement la bande, et consultez votre vétérinaire si le gonflement ne diminue pas.

Application de la bande:

La bande imperméable protège des saletés et de l'humidité. N'appliquez pas la bande trop serrée pour ne pas interrompre la circulation sanguine. La matière auto-adhésive peut facilement se couper à la longueur souhaitée. Vous n'aurez besoin d'aucun autre moyen de fixation.

I Benda per bendaggio

Per la cura della ferita dal veterinario o secondo le istruzioni di un veterinario.

Attenzione:

Il bendaggio sulle zampe deve essere sempre sufficientemente imbottito (almeno tra le dita e i cuscinetti plantari). In caso di gonfiore sopra o sotto la benda, allentatela o rimuovetela immediatamente. Si prega di consultare il veterinario se il gonfiore non scompare.

Applicazione della benda per bendaggio:

La benda è idrorepellente e protegge da sporco e umidità. Non stringete troppo la benda perché potrebbe ostacolare la circolazione sanguigna. Il materiale è auto-adesivo e può essere facilmente tagliato in base alla lunghezza desiderata. Non è necessario altro materiale di fissaggio.